

pulse oximeter with alarm



white



silver gray

メーカー希望小売価格
¥ 8,980

商品仕様

表示内容：酸素飽和度 (SpO₂)、脈拍数 (PR)、脈拍強度 (棒グラフ)、脈波形、PI 値、電池残量

測定方法：2波長吸光度測定法

測定範囲：酸素飽和度：35～100% 脈拍：30～250bpm (拍/分)

測定精度：酸素飽和度：±2% (90～100%) ±3% (70～90%) 脈拍：±1% または ±3bpm のいずれか大きい値

電源：単4形アルカリ乾電池2本 (付属)

本体寸法：約 59mm (幅) × 約 36mm (奥行き) × 約 34mm (高さ)

本体重量：約 54g (電池含む)

医療機器認証番号：303AKBZX000080000

分類：特定保守管理医療機器 クラスII

診療報酬：D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定 (1日につき) 30点

製造販売元 株式会社富士メディカルサービス

〒123-0863 東京都足立区谷在家1-19-7

URL: <https://www.fuji-medicalservice.co.jp>

本製品についてのお問い合わせは販売店または下記メールアドレスへ
info@fuji-medicalservice.co.jp